



Reordenamiento genético para diagnóstico de enfermedades linfoides




Reordenamiento genético para diagnóstico de enfermedades linfoides

El análisis molecular de reordenamientos genéticos es una herramienta esencial en el diagnóstico de enfermedades linfoides. Vitro S.A ofrece su portfolio cuatro kits distintos basados en la técnica de amplificación por PCR, simplificando la ejecución y reproducibilidad de los resultados, presentados en un práctico formato de 20 tests.




- **Formato monotest**, con mezclas de PCR listas para usar, contenidas en tubos de 0,2 ml **codificados por color**.
- **Kit incluye: ADN polimerasa Hot Start II y control interno de amplificación**, fundamental para verificar la calidad del ADN presente en la muestra.
- **Controles positivos para ADN clonal y policlonal**
- Cebadores **marcados en su extremo 5' con el fluorocromo 6-FAM**
- **Total run time 3 hours**
- **Óptimos resultados** en evaluación externa de calidad EuroClonality/Biomed-2



Reordenamiento genético para diagnóstico de enfermedades linfoides


IgH




TCR γ



TCR β



IgK-IgL



Referencia	Descripción
MAD-003994BP-2	IgH Rearrangements Molecular Analysis Kit
MAD-003999M	IgK- IgL Rearrangements Molecular Analysis Kit
MAD-003994TP-2	TCR Gamma Rearrangements Molecular Analysis Kit
MAD-003993TP-2	TCR Beta Rearrangements Molecular Analysis Kit


*Contenido del kit: Mezclas de amplificación (monotest), ADN polimerasa y controles positivos de ADN

Material adicional requerido no suministrado:


Referencia	Descripción
MAD-003952M	Paraffin Tissue Processing Kit*
MAD-003990M	Polyacrylamide (8%) Gel Electrophoresis Kit
MAD-003980M	Agarose Gel DNA Electrophoresis Kit

*Solo necesario para muestra incluídas en parafina.

Monoclonal



Policlonal



*For In Vitro Diagnostic use



www.vitro.bio

(Rev. 22-07-2025)

C/ Luis Fuentes Bejarano 60
Ed. Nudo Norte (local 3) 41020 Sevilla
Teléfono: +34 954 93 32 00
pedidos@vitro.bio
www.vitro.bio