

SARS-CoV-2  
RT-qPCR kit

SARS-CoV-2  
RT-qPCR kit

SARS-CoV-2  
RT-qPCR kit

SARS-CoV-2  
RT-qPCR kit

# - SARS-CoV-2 RT-PCR -

REF: MAD-003941M

Kit para la detección del virus del Síndrome Respiratorio  
Agudo Grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) mediante One-Step  
Real-Time RT-PCR



**Resultados rápidos**



**Genes diana: E (genérico de SARS) y N (específico de SARS-CoV-2)**



**Única mastermix lista para uso Formato 100 test**



**RNA extraído**

- ✓ Exudados naso y orofaríngeos
- ✓ Lavado broncoalveolar (BAL)



**Control interno y control positivo incluido**



**Especificidad y sensibilidad del 100%**



**Caracterizado acorde con las recomendaciones de la OMS. Evaluado por el Instituto de Salud Carlos III-CNM**



**Límite de detección de 10 copias/reacción**



**Enzima UNG incorporada para evitar contaminaciones**



**Sistema abierto compatible con los equipos de PCR en tiempo real más comunes del mercado**