



FLU-COVID RT-PCR

REF: MAD-003942M

Kit de diagnóstico para la detección del RNA del virus Influenza A (FluA), Influenza B (FluB) y SARS-CoV-2 mediante una reacción de RT-PCR Multiplex One-step en tiempo real

 **vitro**
master diagnóstica®

CE IVD

CARACTERÍSTICAS



Resultados rápidos



**Gen N específico de SARS-CoV-2
(región N2 de la CDC), Matrix Protein
de FluA y Matrix Protein de FluB**



**Una única Mastermix lista para uso
100 test
Disponible en formato liofilizado**



RNA extraído
✓ Exudados naso y orofaríngeos
✓ Lavado broncoalveolar (BAL)



**Control interno y control
positivo incluido**



**Especificidad y sensibilidad
clínica del 100%**



**Caracterizado acorde con las
recomendaciones de la OMS y la CDC**



**Límite de detección de 10 copias/
reacción para todos los patógenos**



**Enzima UNG incorporada
para evitar contaminaciones**



**Sistema abierto compatible con los
sistemas de extracción y equipos de
RT-PCR más comunes del mercado**